

FOBCHECK®

FOBCHECK: TEST MÉDICAL RAPIDE DE SAIGNEMENT OCCULTE FÉCAL

Test médical rapide à utilisation personnelle - diagnostic in vitro uniquement - pour la détection de saignement occulte fécal.

Veuillez lire attentivement tout le mode d'emploi avant de commencer le test.

UTILISATION

Le test FOB sert à détecter du sang mélangé aux selles. Ceci peut se passer dans le cadre de plusieurs maladies gastro-intestinales (diverticules, colite, polype, cancer intestinal).

Le test, destiné à l'utilisation personnelle, est un outil accessoire de diagnostic de maladies gastro-intestinales. FOBCHECK® détecte de l'hémoglobine humaine (Hb) dès 40 µg/L.

MESURES DE PRECAUTION

- Afin d'obtenir des résultats précis, il est très important de suivre consciencieusement le mode d'emploi.
- Emploi in vitro uniquement, pas d'utilisation dans le corps.
- Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation.
- N'ouvrez l'emballage en aluminium et la cassette que tout de suite avant de faire le test. Le kit du test doit rester fermé jusqu'à son utilisation.
- Tenir à distance des enfants.
- Entreposer à des températures entre 4 et 30°C. Faire le test à température ambiante.
- Ne pas congeler.
- Bien se laver les mains avant de faire le test.
- Le kit de test peut être jeté dans la poubelle ménagère.
- Les facteurs suivants peuvent influencer le résultat du test: hémorroïdes saignantes, du sang dans l'urine et des irritations de l'estomac. Le test ne devrait pas être fait pendant la menstruation. Ne prenez pas de médicaments qui pourraient causer des saignements (p. ex. de l'aspirine ou des anti-inflammatoires comme motrin) 7 jours avant le test.

EXECUTION DU TEST

- Recueillir un échantillon de selle, moyennant par exemple du papier de toilette, dans un récipient propre, sec et sans produit de nettoyage. L'échantillon est de meilleure qualité s'il n'a pas touché l'eau des toilettes. L'échantillon doit être testé tout de suite.
- Déballez et dévissez le tube de prélèvement en faisant attention de ne pas déverser le dissolvant.
- A l'aide de l'applicateur, prenez quelques échantillons à plusieurs endroits des selles collectées. La quantité de selle prise doit suffire à couvrir le bout strié de l'applicateur bleu clair.
- Enfilez délicatement l'applicateur dans le tube et revissez le couvercle.

- Déballez la cassette et commencez le test rapidement.
- Secouez vigoureusement le tube (5 fois) afin de garantir que l'échantillon soit bien mélangé au dissolvant. Le „mélange“ ne devrait pas être „granuleux“.
- Enlevez le capuchon blanc à l'autre bout du tube. Cassez la pointe à l'aide d'un mouchoir. Faites attention à ne pas gicler ou renverser le liquide.
- Tenez le tube verticalement et mettez 3 gouttes (environ 150 µl) du liquide sur le champ d'application ovale de la cassette.
- Le test commence dès qu'un mouvement fluide rougeâtre est visible. Il faut lire le résultat du test dans les 5 prochaines minutes. Ne lisez pas le test après plus de 5 minutes.

INTERPRETATION DES RESULTATS



Positif

Deux lignes rouges apparaissent: Une sous „C“ et une sous „T“. L'intensité de la ligne „T“ peut être plus faible que celle de la ligne „C“, mais elle signifie quand-même un test positif. Du sang dans les selles a été décelé.



Négatif

Seule la ligne „C“ de contrôle apparaît, sans qu'une ligne „T“ soit visible. Ceci signifie qu'aucune trace de sang dans les selles n'a été trouvée.



Invalide

Le test n'est pas valide si la ligne „C“ n'est pas apparue au bout de 5 minutes. Le kit de test était peut-être endommagé ou le mode d'emploi n'a pas été suivi correctement. Lisez encore une fois le mode d'emploi et faites à nouveau le test avec une nouvelle cassette.

NANOREPRO AG VOUS CONSEILLE DE PROCEDER DE MANIERE SUIVANTE AFIN D'OBTENIR LE RESULTAT LE PLUS PERTINENT POSSIBLE

- De l'urine et de l'eau des toilettes peuvent fausser le résultat. Faites attention à ce que l'échantillon ne vienne pas en contact avec de l'urine ou de l'eau des toilettes.
- Vous devriez, dans le cas d'un résultat positif, **consulter au plus vite un médecin** afin de trouver cause et source du saignement.

QUESTIONS ET REPONSES

Qu'est-ce qu'un saignement occulte fécal?

Un saignement occulte fécal est du sang dans les selles qui ne peut pas être détecté à l'oeil nu. FOBCHECK® est conçu pour déceler ce type de saignement.

Pourquoi est-ce que je devrais faire ce test?

Il est intelligent d'utiliser FOBCHECK®, car du sang dans les selles peut être un premier signe d'une maladie de l'appareil digestif telle que des polypes ou un cancer intestinal.

Combien de fois est-ce que je devrais faire le test FOBCHECK®?

A partir de 50 ans le test devrait être fait au moins une fois par année. Certains médecins recommandent cet examen déjà depuis la 40ème année, pour autant qu'un risque familial soit présent. Suivez, en ce qui concerne la régularité de l'utilisation de test pour saignement occulte fécal, les recommandations de votre médecin traitant.

Quelle est la précision de FOBCHECK®?

FOBCHECK® est tout aussi sûr et précis qu'un FOB-test chez votre médecin. Lisez attentivement le mode d'emploi. Il est important, pour que le résultat du test soit précis, de bien se préparer au test et d'utiliser un échantillon fécal approprié.

Pourquoi est-ce que la concentration sanguine occulte mesurée est importante?

Ce genre de test qui mesure des concentrations très faibles d'hémoglobine humaine livre en général en premier des résultats pouvant concerner une maladie de

l'appareil digestif. FOBCHECK® détecte dans les selles une concentration d'hémoglobine humaine (Hb) dès 40 µg/L.

Qu'est-ce que je dois faire si l'intensité de couleur (rose) varie entre la ligne de contrôle et la ligne de test?

Il n'est pas important que les deux lignes aient la même intensité de couleur. Il suffit que deux lignes apparaissent pour que le test soit positif.

Est-ce qu'un résultat positif signifie que j'ai du sang caché dans les selles?

Non. Un test positif signifie que du sang a été détecté, mais ne dit rien sur la présence d'un cancer gastro-intestinal ou d'une autre maladie. Vous devriez en tout cas aller chez votre médecin traitant si le test est positif. Il vous examinera afin de trouver la cause du saignement occulte dans vos selles.

Est-ce qu'un test négatif signifie que je ne suis pas malade d'un cancer gastro-intestinal?

Non. Il se peut que vous ayez quand-même des problèmes du système digestif dont il serait bon d'avoir connaissance.

Il peut être important de refaire le test FOBCHECK® dans un an, par exemple si vous souffrez de polypes. Comme ceux-ci ne saignent pas toujours, il se peut que le résultat du FOBCHECK® soit faussement négatif. Par ailleurs les polypes colorectaux dans un stade précoce ne provoquent pas toujours des saignements. Enfin, un saignement occulte fécal ne se répartit pas forcément régulièrement dans les selles, ce qui pourrait avoir pour conséquence que l'échantillon n'était pas représentatif et donc pas bien approprié.

www.fobcheck.de

 respecter le mode d'emploi	 diagnostic in vitro uniquement (utilisation en dehors du corps)	 voir impression emballage
 entreposer au sec entre 4 et 30°C. NE PAS CONGELER	 tests par emballage	 ne pas réutiliser
		 voir impression emballage